

Säng med tillbehör, vuxen

Sortimentsöversikt

Standardutförande Säng Scanbed SB 750/755

Måtten kan variera något beroende på sängmodell. Vid behov av specificerade mått av sängens reglerbara delar, kontakta hjälpmedelskonsulenten.

Total sängbredd: 100 cm (bäddmått 90 cm)
 Total sänglängd: 213 cm (bäddmått 200 cm)
 4-delad sängbotten, sänglyft ingår
 Sängbottens indelning, ca 80-26-26-68 cm
 Ryggstödsvinkel 0 - 73 grader
 Sängbottens höjd: 32,5 - 80 cm
 Lårbensvinkel: 0 - 28 grader
 Frihöjd under sänglyft: 15 cm
 Manöverdosa HB 80/85
 Madrasstöd x 4
 Gavel Susanne
 Grind Britt V
 Grindlås
 Max brukarvikt: 185 alt 200 kg



Vid behov av säng med högre brukarvikt, kontakta hjälpmedelskonsulenten.

Tillbehör

När du endast beställer tillbehör och har behov av montering av hjälpmedelstekniker behöver en arbetsorder kopplas till kundordern. Vid frågor kontakta kundtjänst.

	Benämning	HMV art.nr.	Kommentarer
	Stöd- och vändhandtag med snabbfäste		Monteras på sängram, kan kombineras med grind. Dras fast runt sängramens sida. Madrasstödet behöver flyttas mot huvudändan för att inte kollidera med stöd- och vändhandtag.
	Mått: B: 30 cm x H: 40 cm	32016	
	Mått: B: 80 cm x H: 40 cm	20042	Ange sida för montering.
	Stöd/uppresningsstöd utsvängbart	34534	Ange sida för montering.

Säng med tillbehör, vuxen

Sortimentsöversikt

	Benämning	HMV art.nr.	Kommentarer
	Liftbåge standard	18831	Finns i beige och alu/silver. Kan ställas in i höjd- och längdled.
	Liftbåge svängbar	34470	Ange sida för montering.
	Sit-up-stöd	19949	Finns i beige och alu/silver med samma funktion. Ange sida för montering. Handtaget kan vändas genom att lossa gången på undersidan. Handtaget ska monteras så att det vinklas tvärs över sängen.
	Uppresningsstöd	34471	Finns i beige och alu/silver med samma funktion. Höjd: 46 cm Ange sida för montering. OBS! Endast montering i huvudända.
	Manöverdosa, HB 80/85	34460	Standard
	Manöverdosa, HL 80/85	34417	Låsbara funktioner, nyckel medföljer.

Säng med tillbehör, vuxen

Sortimentsöversikt

	Benämning	HMV art.nr.	Kommentarer
	Manöverdosa Softcontrol	31445	Upphöjda knappar som kan passa bra för brukare med nedsatt känsel och/eller nedsatt syn.
	Förgreningskabel	31919	Behövs för att kombinera två manöverdosor. Sängen kan anpassas med två manöverdosor, exempelvis HB 80/85 för personal och HL 80/85 med låsbara funktioner för brukaren.
	Hållare till manöverdosa HB 80/85 och HL 80/85	34536	Hållaren är rörlig på sin fästarm.
Liknar ovanstående	Hållare till manöverdosa Soft Control	18833	Hållaren är rörlig på sin fästarm
	Grindskydd polstrat	35894	Grindskydd i galon och passar till grind Line och Britt V. De kan sitta kvar på grinden när den sänks.
	Grindskydd polstrat, förhöjt	36169	
	Grindskydd polstrat, förlängd	36166	
	Grindskydd extra polstrat	36943	
	Grindskydd nät	35895	Grindskydden passar till grindarna Line och Britt V. De kan sitta kvar på grinden när den sänks.
	Grindskydd nät, förlängd	37166	

Säng med tillbehör, vuxen

Sortimentsöversikt

Benämning		HMV art.nr	Kommentarer
	Grindförhöjning 15 cm (Line)	36168	
	Grindskydd förhöjd	36169	
	Grindförlängning 5-20 cm (Line)	36167	
	Grindskydd polstrat till förlängd grind	36166	
	Grindskydd nät till förlängd grind	37166	
	Gavelskydd, polstrat	39971	
	Filtstöd	20536	Storlek: Bredd (tvärs över säng) 52 cm Djup (längs med säng) 33 cm Höjd 35 cm
	Madrassstöd, ingår i standard	31463	Kan beställas som reservdel
	Grindlås röd med kardborre, ingår i standard	19213	Kan beställas som reservdel
	Madrass		
	Solatium Maximal med Marin-överdrag B 90 cm x L 200 cm x H 13 cm	45845	Pris inkl. moms: 2382 kr
	Solatium Maximal med Marin-överdrag B 105 cm x L 200 cm x H 13 cm	45846	Pris inkl. moms: 2382 kr
	Solatium Maximal med Marin-överdrag B 120 cm x L 200 cm x H 13 cm	46148	Pris inkl. moms: 3574 kr
	Förlängningsdel madrass Optimal B 90 cm x L 20 cm	46136	
Privatpersoner som förskrivits en hemsjukvårdssäng som hjälpmedel kan köpa madrassen till självkostnadspris via Hjälpmedel Västerbotten.			
Mer information finns på leverantörens hemsida www.invacare.se			